




Návod k použití

Hyper Foam 2 GREENLINE

Matrace pro terapii dekubitů

Před použitím systému si pozorně přečtete návod k použití a dodržujte **varování!**

| | |
|---|--|
| Jméno výrobku | Hyper Foam 2 GREENLINE |
| rozsah dodávky | <ul style="list-style-type: none">• Matrace pro léčbu dekubitů s pěnovým jádrem• PU potah (snímatelný pomocí zipu)•  Návod k použití (V09), další jazyky návodu k použití naleznete zde: manuals.funke-medical.eu |
| Indikace / oblasti použití | <ul style="list-style-type: none">• Prevence dekubitů• Léčba dekubitů do stupně 4 (Seiler/EPUAP)• Úleva od bolesti pomocí úlevové polohy• Pro pacienty s velmi vysokým rizikem vzniku dekubitů |
| Kontraindikace | Neznámý |
| Přípustná hmotnost pacienta min - max. | 0-150 kg |
| materiál | <ul style="list-style-type: none">• Jádro: PU pěna (ECOLAST®)• Obal: nosný materiál PES potažený PU |
| Rozměry | Šířka: 90 - 120 cm; Délka: 190-200 cm |
| Hmotnost produktu | Přibližně 9 kg (90/190) Přibližně 9 kg (90/200) Přibližně 11 kg (100/200) Přibližně 13 kg (120/200) |
| Číslo podpory (podle § 139 SGB V) | 11.29.05.0061 |
| Zdravotnické zařízení | Třída 1, MDR 2017/745  |
| Technická bezpečnost / nehořlavost | Zkouška zpomalení hoření podle DIN EN 597 I + II |
| Zkoušky toxikologické bezpečnosti / biokompatibility | DIN EN ISO 10993-5, DIN EN ISO 10993-1, DIN EN ISO 10993-10 |
| Varovná upozornění | <ul style="list-style-type: none">• Před prvním použitím je nutné provést přípravu systému pro první použití (viz "Příprava systému k použití").• Vhodné pro polohovatelné lehací plochy• Horní okraj postranic minimálně 22 cm nad nezátíženým horním okrajem matrace |
| záruka | 7 let na funkční vlastnosti pěnového jádra (pro rata záruka) |
| údržba | Ne |
| Pokyny k čištění (potah matrace) | <ol style="list-style-type: none">1. V zásadě může být kryt čistěn uživatelem/prodejcem na vlastní odpovědnost. Lze čistit buď dezinfekcí otřením komerčně dostupnými dezinfekčními prostředky vyrobenými z isopropanolu (např. Bacillol) nebo jinými vhodnými produkty ze seznamu DGHM (např. ECOLAB čisticí hadřík Incidin OxyWipe S XL). Chemoterapeutické čištění je možné.2. Alternativní čištění v institucích: Kryt lze znovu zpracovat autoklávováním v souladu s pokyny RKI. V každém jednotlivém případě (1+2) je kryt připraven k opětovné aplikaci. POZOR: Pokud nelze odstranit viditelné znečištění a/nebo jsou viditelné poškození, kryt musí být zlikvidován v souladu s národními předpisy.  |
| Pokyny k čištění (jádro) | <ol style="list-style-type: none">1. V zásadě může pěnové jádro čistit uživatel/prodejce na vlastní odpovědnost. Pěnové jádro bez krytu lze čistit běžně dostupnými prostředky. Toho lze dosáhnout namočením kontaminované oblasti nebo postříkáním celého pěnového jádra dezinfekčním prostředkem (např. Bacillol nebo ECOLAB pěnový sprej Incidin OxyFoam S složený z peroxidu vodíku). Pěnové jádro se pak musí vysušit na vzduchu.2. Alternativní čištění v rámci institucí: Pěnové jádro lze znovu zpracovat autoklávováním v souladu s pokyny RKI. V každém jednotlivém případě (1+2) je pěnové jádro připraveno k opětovné aplikaci. POZOR: Pokud nelze odstranit viditelné znečištění a/nebo jsou viditelné poškození, musí být výrobek zlikvidován v souladu s národními předpisy. |
| Připravte systém k použití | <ol style="list-style-type: none">1. Výrobek je určen a vhodný pro domácí a institucionální použití.2. Vyjměte matraci z krabice ihned po obdržení.3. Vložte matraci do postele.4. Všimněte si potisku na horní straně matrace „THIS SIDE UP“. |

 **Výrobci ve smyslu MDR 2017/745**

Funke Medical GmbH Ährenfeld 10 46348 Raesfeld Tel.: +49-2865-266 93 50 Fax: +49-2865-8133 qm@funke-medical.de www.funke-medical.de

Download: 15.07.2024 09:20